

Bőrfeszítés a bevált ultrahang és interferencia kombinációjával!

Bőrfeszítő készülék az ultrahang és interferencia áram kombinációjával.

A kezelések során javul a bőr tónusa, turgora, az első kezelés alkalmával is látható feszebb bőrkép alakul ki. Használatával javuló keringést, jobb anyagcserét érünk el, rendszeres alkalmazása serkenti a fibroblasztok működését.

A kor előrehaladtával megváltozik szerveink működése és szerkezete, mely tükröződik a bőrünk minőségén is. A hormonváltozás az ösztrogénszint csökkenésével jár, melynek szerepe van többek között a hidratáció, vízháztartás szabályozásában (felületi, majd mélységi vízhiány kialakulhat). A bőr kollagén mennyisége 2%-ot csökken évente. Csökken a bőrfeszesség, a hám-irha hullámos vonala ellaposodik. Az epidermis elvékonyodik, kevesebb az élő hámsejt, kevesebb melanocyt. A bazális membrán eltűnik, kevesebb kollagén és elasztikus rost van jelen. A faggyútermelés csökken (zsírhiány alakulhat ki), romlik a bőryanagcsere. A szaruréteg megvastagodik, károsodnak a melanocyták az UV fény hatására. A fényterhelt bőrben a kollagénhálózat feltöredezik, rugalmatlanabb lesz. A fenti változások esztétikai problémáit hivatott kezelni, komplex vagy differenciált módon az ULTRAFIRM MASTER készülék.

Két önállóan is igen hatékony módszer együttes alkalmazása jelentős innováció a kozmetikai piacon nevezetesen az ultrahang, az interferencia áram együttes alkalmazása.

A kezelőfejeket a készülék felismeri, a beállítások ennek megfelelően módosulnak, amit intelligens elektronika biztosít. Az arc és a testkezelésre alkalmas kezelőfejek tartoznak a készülékhez. A tartozékokat a készüléken kialakított tartozék tárolóban helyezheti el.

A kezelések során javul a bőr tónusa, turgora, az első kezelés alkalmával is látható feszebb bőrkép alakul ki. Használatával javuló keringést, jobb anyagcserét érünk el, rendszeres alkalmazása serkenti a fibroblasztok működését.